



Nacken – Stütz – Kissen für Morbus – Bechterew - Betroffene

Nackenkissen aus festem, hochwertigem Schaumstoff FCK-frei
Modulaufbauweise in Schritten von 5,5, 7,5, 9,5 cm + jeden weiteren cm
Grundset best. aus: Halterung, Grundplatte und Nackenkissen
Erweiterungen durch Zwischenplatten von 2 bzw. 3 cm
Leichte Montage an alle Sitze mit ausziehbarer Kopfstütze
Schützt Wirbelsäule bei Auffahr- bzw. Autounfällen

*Ausführung in Stoff „mex black“ = leicht anthrazit gemusterter Stoff aus
65 % Polyester und 35 % Baumwolle.*

*Vorderes Nackenkissen – Bezug abnehmbar und 30° waschbar, Zwischenteile 30°
waschbar, jedoch nicht schleudern und nicht im Trockner trocknen*

Für Sitze mit Integralkopfstütze gibt es optional bei SITBACK® eine spezielle
Halterung. ([Bitte bei info@sitback.de anfragen](mailto:info@sitback.de))

Nackenkissen mit all seinen Optionen:

Halterung, Grundplatte, Zwischenplatte 2 cm, Zwischenplatte 3 cm und Vorderkissen



Grundset + Module




Grundset komplett bestehend aus:

Halterung, Grundplatte und Vorderkissen = 9,5 cm stark



Aus Grundset weitere Möglichkeit bestehend aus:

Halterung und Vorderkissen = 5,5 cm



Weitere Optionen zur Erweiterung des Grundsets:



Grundset mit

Zwischenplatte 2 cm = 9,5 cm

Grundset mit


Zwischenplatte 2 + 3 cm ergibt = 12,5 cm



Grundset mit Zwischenplatte 3 cm ergibt = 10,5 cm

Grundset mit Zwischenplatte 2 + 2 cm ergibt = 11,5 cm

Grundset mit Zwischenplatte 3 + 3 cm ergibt = 13,5 cm



Ab 9,5 cm ist das Nackenkissen jeden cm erweiterbar!!!! Alle Maßangaben sind "Cirka - Maße"